

BLOUSE PATIENT ADULTE AVEC CULOTTE

Bleu



REFERENCE N°M1001 / M1004 / M1000

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ENTREPRISE

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Blouse patient Adulte avec culotte
Dénomination commerciale	Blouse patient Adulte Bleu
Code nomenclature Cladimed	N/A
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A
Classe du DM	Classe I
Directive de l'UE applicable	CE 2777
Selon Annexe n°	N/A
Numéro de l'organisme notifié	SATRA Technology Europe Ltd
Descriptif du dispositif	Blouse d'opéré de couleur Bleue avec culotte. Elle dispose de liens au cou, à la taille et sans manches. Elle est destinée aux patients hospitalisés.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Matériel : SMMS • Couleur : Bleu • Poids : 27gr/m2 (± 2gr/m2) • Taille : XL • Dimensions : Longueur 106 cm, Largeur 134 cm (± 5 cm) • Fermeture : 2 liens au cou et à la taille • Opaque pour une meilleure intimité de vos patients • Composée de matériau non tissé et sans latex • Confortable

Conditionnement / emballages

Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
	Sachet de 1 unités	1 carton = 125 sachets de 1 unités	1 carton de 125 unités

Principaux composants et matériaux	Polypropylène
Présence de latex	Non
Présence de produits d'origine animale ou biologique	Non
Domaine et indication	Habillement qui protège le patient, le personnel ou le visiteur contre les risques infectieux et les transmissions de micro-organismes.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abimé.
Durée de validité du produit	5 ans

CONSEIL D'UTILISATION

Performance	Enfiler la blouse, l'ajuster puis fermer les lacets.
Contre-indication	Les personnes allergiques à l'une des composantes du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.