

COMPRESSES DE GAZE STERILES


**RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
 CONCERNANT L'ENTREPRISE**

Nom	YOUNA International Medical Solution
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

REFERENCE N° XLJ00040/XLJ0142Q

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Comresse de gaze		
Dénomination commerciale	Comresse de gaze stériles		
Code nomenclature Cladimed	N/A		
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A		
Classe du DM			
Directive de l'UE applicable			
Selon Annexe n°	N/A		
Numéro de l'organisme notifié			
Descriptif du dispositif	Comresse de gaze destinée à l'absorption, à la déterision et à la couverture des plaies. Dispositif medical destiné au contact avec une peau lésée. Favorise la cicatrisation de la plaie.		
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Matériel : Gaze hydrophile • Couleur : Blanc • Dimensions : 40x40 dépliées 		
Conditionnement / emballages			
Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
XLJ0040 XLJ0142Q	Paquet de 100 unités	1 carton =	1 carton de
Principaux composants et matériaux	Gaze hydrophile		
Présence de latex	Non		
Présence de produits d'origine animale ou biologique	Non		
Domaine et indication	<ul style="list-style-type: none"> • Conçues en gaze hydrophile, les compresses de gaze permettent de nettoyer une plaie, et d'absorber le sang pendant ou après un acte opératoire. Elles peuvent être utilisées lors d'une extraction dentaire par exemple. 		

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abimé.
Durée de validité du produit	5 ans

CONSEIL D'UTILISATION

Performance	Equipement à usage unique, protection et hygiène
Contre-indication	Les personnes allergiques à l'une des composantes du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.