

LINGETTES DESINFECTANTES



REFERENCE N° XMAN017C

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
CONCERNANT L'ENTREPRISE

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Lingettes désinfectantes		
Dénomination commerciale	Lingettes désinfectantes – boîte de 100 lingettes		
Code nomenclature Cladimed	N/A		
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A		
Classe du DM			
Directive de l'UE applicable			
Selon Annexe n°	N/A		
Numéro de l'organisme notifié			
Descriptif du dispositif	Les lingettes désinfectantes servent à nettoyer et à désinfecter les surfaces et le petit matériel sans alcool.		
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Sans alcool et sans parfum • Prêt à l'emploi • Usage unique • Sans rinçage • Boîte de 100 lingettes • Dimensions : 120x180 mm 		
Conditionnement / emballages			
Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
XMAN017C	Boîte de 100 unités	1 carton =	1 carton de
Principaux composants et matériaux			
Présence de latex	Non		
Présence de produits d'origine animale ou biologique	Non		
Domaine et indication	•		

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abimé.
Durée de validité du produit	5 ans

CONSEILS D'UTILISATION

Performance	Équipement à usage unique, protection hygiène
Contre-indications	Les personnes allergiques à l'un des composants du produit
Péréemption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.