

BLOUSE VISITEUR NON TISSE A LACETS – BLANC/BLEU



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ENTREPRISE

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

REFERENCE N° M2205 / M2207

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Blouse visiteur à lacets		
Dénomination commerciale	Blouse visiteur XL Non Tissée à lacets Blanche/Bleue		
Code nomenclature Cladimed	N/A		
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A		
Classe du DM	Classe I		
Directive de l'UE applicable	93/42/EEC en incluant la directive 2007/47/CE		
Selon Annexe n°	N/A		
Numéro de l'organisme notifié	AUTO		
Descriptif du dispositif	Blouse visiteur conçue pour protéger contre les infections croisées. Elle offre une forte résistance contre le passage des germes et des liquides. Idéal pour les visites dans les zones hygiéniques telles que l'industrie alimentaire, les cuisines et laboratoires.		
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Matériel : 100% Polypropylène • Couleur : Blanc/Bleu • Poids : 25g/m2 (+/-2g/m2) • Taille : XL • Tour du cou : 35/37 cm • Taille ceinture : 180 cm • Poignets à élastique : 6/7 cm • Elle se ferme aisément à l'aide des lacets à la taille et à l'encolure • Elle assure une protection optimale avec ses élastiques aux poignets 		
Conditionnement / emballages			
Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
M2205 (Bleue) M2207 (Blanche)	Sachet de 1 unité	1 carton = 150 sachets de 1 unité	1 carton de 150 unités
Principaux composants et matériaux	Polypropylène		
Présence de latex	Non		
Présence de produits d'origine animale ou biologique	Non		
Domaine et indication	Habillement qui protège le patient, le personnel ou le visiteur contre les risques infectieux et les transmissions de micro-organisme.		

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abimé.
Durée de validité du produit	5 ans

CONSEILS D'UTILISATION

Performance	Enfiler la blouse, l'ajuster puis nouer les lacets au dos et à l'arrière du cou pour la maintenir fermée.
Contre-indications	Les personnes allergiques à l'un des composants du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.

