

CALOT NON TISSE A ELASTIQUES – BLANC/BLEU



REFERENCE N°A201 / A202

**RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
 CONCERNANT L'ENTREPRISE**

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Calot chirurgical		
Dénomination commerciale	Calot non tissé à élastique		
Code nomenclature Cladimed	N/A		
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A		
Classe du DM	Classe I		
Directive de l'UE applicable	93/42/EEC en incluant la directive 2007/47/CE		
Selon Annexe n°	N/A		
Numéro de l'organisme notifié	AUTO		
Descriptif du dispositif	Calot non tissé avec élastique permettant d'ajuster facilement la taille pour convenir à tous les tours de tête. Doux et respirant. Bonne perméabilité à l'air et excellente régularisation de la chaleur.		
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Matériel : 100% Polypropylène • Couleur : Bleu/Blanc • Poids : 30g/m2 (+/- 2g/m2) • Taille/Dimensions : L 35 cm, H 15 cm (+/-5%) 		
Conditionnement / emballages			
Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
A 201 (Blanc) A 202 (Bleu)	Sachet de 100 unités	1 carton = 15 sachets de 100 unités	1 carton de 1'500 unités
Principaux composants et matériaux	Polypropylène		
Présence de latex	Non		
Présence de produits d'origine animale ou biologique	Non		
Domaine et indication	Protection pour les cheveux en milieu chirurgical et médical.		

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abimé.
Durée de validité du produit	5 ans

CONSEILS D'UTILISATION

Performance	Équipement à usage unique, protection et hygiène
Contre-indications	Les personnes allergiques à l'une des composantes du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.