

## COUVRE-CHAUSSURES NON TISSÉ – BLANC/BLEU


**RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  
 CONCERNANT L'ENTREPRISE**

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Nom              | YOUNA International Medical Solutions |
| Adresse complète | Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE  |
| Téléphone        | +41 22 252 41 20                      |
| Site Internet    | www.youna-ims.com                     |

**REFERENCE N°** A503 / A504

**INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Dénomination commune               | Couvre-chaussures à usage unique  |
| Dénomination commerciale           | Couvre-chaussures Non Tissé Blanc/Bleu  |
| Code nomenclature Cladimed         | N/A   |
| Code LPPR* (ex TIPS si applicable) | N/A   |
| Classe du DM                       | Classe I  |
| Directive de l'UE applicable       | 93/42/EEC en incluant la directive 2007/47/CE   |
| Selon Annexe n°                    | N/A   |
| Numéro de l'organisme notifié      | AUTO  |
| Descriptif du dispositif           | Couvre chaussures anti-dérapantes à usage unique. Répons à tous les utilisateurs en milieu industriel, en salle blanche ou en milieu hospitalier. |

**Caractéristiques**

- Matériel : 100% Polypropylène
- Couleur : Bleu/Blanc
- Poids : 30g/m2 (+/-2g/m2)
- Taille/Dimensions : L 37 cm, H 15 cm (+/-5%)
- Ajustable à toutes les pointures
- Élastique de serrage à la cheville
- Respirable, résistant à l'usure, anti-dérapant et assurant une marche en toute sécurité pendant l'utilisation.

**Conditionnement / emballages**

| Référence                     | UCD<br>Unité de Commande | CDT<br>Multiple de l'UCD            | QML<br>Quantité mini de livraison |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| A 503 (Blanc)<br>A 504 (Bleu) | Sachet de 100 unités     | 1 carton = 15 sachets de 100 unités | 1 carton de 1'500 unités          |

|  |   |
|--|---|
| Principaux composants et matériaux                   | Polypropylène                                   |
| Présence de latex                                    | Non   |
| Présence de produits d'origine animale ou biologique | Non   |
| Domaine et indication                                | Protection optimale en milieu médical ou autre. |

## CONDITIONS DE CONSERVATION

|   |   |
|---|---|
| Conditions de conservation et de stockage | À conserver dans un environnement sec et à température ambiante |
| Précautions particulières                 | Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abimé.          |
| Durée de validité du produit              | 5 ans   |

## CONSEILS D'UTILISATION

|                    |  |
|--------------------|--|
| Performance        | Équipement à usage unique, protection hygiène  |
| Contre-indications | Les personnes allergiques à l'un des composants du produit                                 |
| Péremption         | Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage |

### NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.