

HOUSSE FAUTEUIL DENTAIRE NON TISSEE – BLANC/BLEU



REFERENCE N°M5005 / M5006

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ENTREPRISE

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Housse fauteuil dentaire		
Dénomination commerciale	Housse fauteuil dentaire Non tissée Blanche/Bleue		
Code nomenclature Cladimed	N/A		
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A		
Classe du DM	Classe I		
Directive de l’UE applicable	93/42/EEC en incluant la directive 2007/47/CE		
Selon Annexe n°	N/A		
Numéro de l’organisme notifié	AUTO		
Descriptif du dispositif	La housse de protection pour fauteuil dentaire est une barrière efficace contre les bactéries et protège le patient de la contamination croisée.		
Caractéristiques	• Matériel : 100% Polypropylène • Couleur : Blanche/Bleue • Poids : 25g/m2 (+/-2g/m2) • Taille : 125x225x15 cm (+/-5%) • Elastiques : Aux extrémités • Très résistant et inodore • Ne se déforme pas aux changements de positions du fauteuil • La housse enveloppe parfaitement le fauteuil grâce aux élastiques aux extrémités et garantit une adaptabilité totale. • Fabriqué en tissus non tissé de haute qualité, doux, lisse, bonne ténacité, pas facile à déchirer, respirant, antistatique, hypoallergénique.		
Conditionnement / emballages			
Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l’UCD	QML Quantité mini de livraison
M5005 (Blanche) M5006 (Bleue)	Sachet de 5 unités	1 carton = 20 sachets de 5 unités	1 carton de 100 unités
Principaux composants et matériaux		Polypropylène	
Présence de latex		Non	
Présence de produits d’origine animale ou biologique		Non	
Domaine et indication		Protège fauteuil à usage unique. Offre aux patients une protection et une sécurité hygiénique contre les bactéries et empêche les infections croisées entre patients. Pratique à mettre et à enlever, idéal pour être changé entre deux patient.	

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abîmé.
Durée de validité du produit	5 ans

CONSEILS D'UTILISATION

Performance	Enfiler la housse, l'ajuster pour la maintenir en position
Contre-indications	Les personnes allergiques à l'un des composants du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.