

## KIT LITERIE SMS - BLEU


**YOUNA**  
 INTERNATIONAL MEDICAL SOLUTIONS

**RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  
CONCERNANT L'ENTREPRISE**

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Nom              | YOUNA International Medical Solutions |
| Adresse complète | Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE  |
| Téléphone        | +41 22 252 41 20                      |
| Site Internet    | www.youna-ims.com                     |

**REFERENCE N° K5007 / 5008**
**INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dénomination commune               | Kit literie SMS Bleu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dénomination commerciale           | Kit literie SMS Bleu (Housse + Taie d'oreiller + Drap)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Code nomenclature Cladimed         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Code LPPR* (ex TIPS si applicable) | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Classe du DM                       | Classe I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Directive de l'UE applicable       | CE 2777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Selon Annexe n°                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numéro de l'organisme notifié      | SATRA Technology Europe Ltd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descriptif du dispositif           | Le kit literie inclus : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une housse de lit : 130 x 250cm</li> <li>- Une taie d'oreiller : 53.5 x 70cm</li> <li>- Un drap : 160 x 240cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Caractéristiques                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matériel : SMS</li> <li>• Couleur : Bleu</li> <li>• Poids : 25gr / m2 (<math>\pm</math> 2gr / m2)</li> <li>• Dimensions housse : Longueur 250 x Largeur 130 (<math>\pm</math> 2cm)</li> <li>• Dimensions taie d'oreiller : Longueur 53.5 x Largeur 70 (<math>\pm</math> 2cm)</li> <li>• Dimensions drap : Longueur 240 x Largeur 160 (<math>\pm</math> 2cm)</li> <li>• Élastiques : Aux extrémités de la housse</li> <li>• Fabriqué en Spunbond, doux, lisse, bonne ténacité, respirant, antistatique et hypoallergénique.</li> <li>• La housse enveloppe parfaitement le lit grâce aux élastiques aux extrémités et garantit une adaptabilité totale.</li> <li>• Ne se déforme pas aux changements de positions du lit.</li> </ul> |

**Conditionnement / emballages**

| Référence      | UCD<br>Unité de Commande | CDT<br>Multiple de l'UCD         | QML<br>Quantité mini de livraison |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| K5007<br>K5008 | Sachets de 1 unité       | 1 carton = 25 sachets de 1 unité | 1 carton de 25 unités             |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Principaux composants et matériaux | SMS |
| Présence de latex                  | Non |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présence de produits d'origine animale ou biologique | Non                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Domaine et indication                                | Protège matelas, drap et taie d'oreiller à usage unique. Offre au patient une protection et une sécurité hygiénique contre les bactéries et empêche les infections croisées entre les patients. Pratique à mettre et à enlever. Idéal pour être changé entre deux patients. |

## CONDITIONS DE CONSERVATION

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Conditions de conservation et de stockage | À conserver dans un environnement sec et à température ambiante |
| Précautions particulières                 | Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abîmé.          |
| Durée de validité du produit              | 5 ans                                                           |

## CONSEIL D'UTILISATION

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performance       | Enfiler la housse, l'ajuster pour la maintenir en position                                 |
| Contre-indication | Les personnes allergiques à l'une des composantes du produit                               |
| Péremption        | Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage |

### NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.