

CHARLOTTE NON TISSEE

Bleu/Blanc


**RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
CONCERNANT L'ENTREPRISE**

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

REFERENCE N°A103 / A104

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Charlotte à accordéon à usage unique		
Dénomination commerciale	Charlotte Non Tissée Blanche/Bleue		
Code nomenclature Cladimed	N/A		
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A		
Classe du DM	Classe I		
Directive de l'UE applicable	93/42/EEC en incluant la directive 2007/47/CE		
Selon Annexe n°	N/A		
Numéro de l'organisme notifié	AUTO		
Descriptif du dispositif	La charlotte médicale à usage unique est l'accessoire indispensable pour envelopper la tête lors des actes médicaux. Son port évite la perte des cheveux dans l'environnement de travail. La Charlotte clip accordéon est particulièrement adaptée en milieu industriel ou chirurgical.		
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Matériel : 100% Polypropylène • Couleur : Blanche/Bleue • Poids : 12g/m² (+/-2g/m²) • Taille : L 22 cm, L étirée 52 cm (+/-5%) • Maintient par un élastique double tout autour pour un maximum de sécurité et de confort • Particulièrement adapté pour les cheveux longs • Forme compacte peu encombrante : pilage en accordéon (18x2 cm) 		
Conditionnement / emballages			
Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
A103 (Blanche) A104 (Bleue)	Sachet de 100 unités	1 carton = 20 sachets de 100 unités	1 carton de 2'000 unités
Principaux composants et matériaux	Polypropylène		
Présence de latex	Non		
Présence de produits d'origine animale ou biologique	Non		
Domaine et indication	Protection pour les cheveux en milieu chirurgical, médical, cosmétique l'hôtellerie, l'industrie, la restauration etc...		

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abîmé.
Durée de validité du produit	5 ans

CONSEILS D'UTILISATION

Performance	Équipement à usage unique, protection hygiène
Contre-indications	Les personnes allergiques à l'un des composants du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.