



CALOT NON TISSE A LACETS

Bleu/Blanc



REFERENCE N°A203 / A204 / A208

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ENTREPRISE

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Calot chirurgical
Dénomination commerciale	Calot non tissé à lacets
Code nomenclature Cladimed	N/A
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A
Classe du DM	Classe I
Directive de l'UE applicable	CE 2777
Selon Annexe n°	N/A

Numéro de l'organisme notifié : SATRA Technology Europe Ltd

Descriptif du dispositif : Calot non tissé avec lacets permettant d'ajuster facilement la taille pour convenir à tous les tours de tête. Doux et respirant. Bonne perméabilité à l'air et excellente régularisation de la chaleur.

- Caractéristiques
- Matériel : 100% polypropylène
 - Couleur : Bleu/Blanc
 - Poids : 25g/m² (± 2g/m²)
 - Dimensions : L 26 cm, H 15 cm (± 2 cm)
 - Maintien par un élastiques double tout autour pour un maximum de sécurité et de confort
 - Particulièrement adapté pour tout type de cheveux
 - Forme compacte, peu encombrante

Conditionnement / emballages

Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
	Sachet de 100 unités 250 unités	1 carton = 20 sachets de 100 unités Boîte distributeur de 250 unités	1 carton de 2'000 unités Boîte de distributeur de 250 unités

Principaux composants et matériaux : Polypropylène

Présence de latex : Non

Présence de produits d'origine animale ou biologique : Non

Domaine et indication : Protection pour les cheveux en milieu chirurgical et médical

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abimé.
Durée de validité du produit	5 ans

CONSEIL D'UTILISATION

Performance	Equipement à usage unique, protection et hygiène
Contre-indication	Les personnes allergiques à l'une des composantes du produit
Péréemption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.