

COLLECTEUR DE DECHETS MEDICAUX PBS 0,6L – JAUNE/ROUGE



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ENTREPRISE

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

REFERENCE N° YSCPB006

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Collecteur de déchets médicaux
Dénomination commerciale	Collecteur de déchets médicaux 0,6L
Code nomenclature Cladimed	N/A
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A
Selon Annexe n°	N/A

Descriptif du dispositif
Collecteur à usage unique pour l'élimination d'objets piquants, coupants et tranchants. Modèle conçu pour les services à faible production de déchets (plateau de soins, chariots, cabinet médical, au domicile du patient...)

Caractéristiques

- Matériel : Polypropylène
- Couleur : Corps jaune, couvercle rouge
- Dimensions extérieures : 100x145h mm
- Forme : Cylindrique
- Poids : 87gr
- Charge maximale : 400gr
- Capacité nominale : 0,600Lt
- Capacité réelle : 0,650Lt
- Capacité utile : 0,490Lt
- Dimensions base : 78 mm
- EN ISO : 23907-1 :2019 – Kite Mark



Conditionnement / emballages

Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
	Carton de 100 pièces	1 palette = 2400 pièces	1 palette par article

Principaux composants et matériaux Polypropylène

Présence de latex Non

Présence de produits d'origine animale ou biologique Non

Domaine et indication
Le collecteur de déchets est devenu une priorité incontournable dans le domaine de la santé. Chaque jour, les établissements de soins génèrent une quantité considérable de déchets qui nécessite une gestion appropriée pour éviter les risques sanitaires et préserver l'environnement.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stock À conserver dans un environnement sec et à température ambiante

Précautions particulières Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abîmé.

Durée de validité du produit 5 ans

CONSEIL D'UTILISATION

Performance	Equipement à usage unique, protection et hygiène
Contre-indication	Les personnes allergiques à l'une des composantes du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

MODE D'EMPLOI

Montage du couvercle :

Poser le couvercle sur le collecteur et appuyer fortement avec la paume de la main tout autour du couvercle. Des « clics » se font entendre à chaque pression et attestent la fermeture du couvercle.



Fermeture provisoire :

Le collecteur peut être fermé provisoirement en positionnant le bouchon du couvercle avec la partie creuse vers le haut.



A ce stade, la réouverture est possible

Fermeture définitive :

Le collecteur peut être fermé définitivement en positionnant le bouchon du couvercle avec la partie pleine vers le haut jusqu'à entendre le « clic ».



A ce stade, la fermeture est définitive

Utilisation :

Pendant l'utilisation, ouvrir et fermer le collecteur en usant le couvercle du côté de la fermeture provisoire.



Fermer le collecteur définitivement en usant le couvercle du côté de la fermeture définitive.



NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.