

KIT BRANCARD – BLANC/BLEU



REFERENCE N° K5002 / K5003

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
CONCERNANT L'ENTREPRISE

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.com

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Kit brancard Non Tissé Blanc/Beu		
Dénomination commerciale	Kit brancard Non Tissé (Housse + Taie d’oreiller)		
Code nomenclature Cladimed	N/A		
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A		
Classe du DM	Classe I		
Directive de l’UE applicable	CE 2777		
Selon Annexe n°	N/A		
Numéro de l’organisme notifié	SATRA Technology Europe Ltd		
Descriptif du dispositif	Kit brancard Non Tissé incluant : - Housse brancard : 8 x 210 cm - Taie d’oreiller : 53 x 70 cm		
Caractéristiques	• Matériel : 100% polypropylène • Couleur : Blanc/ Bleu • Poids : 25gr / m2 (± 2gr / m2) • Dimensions Housse : Longueur 210 cm, Largeur 80 cm (± 2cm) • Dimensions Taie : Longueur 53, Largeur 70 cm (± 2cm) • Élastiques : Aux extrémités • Fabriqué en Spunbond. Doux, lisse, bonne ténacité, respirant, antistatique et hypoallergénique. • La housse enveloppe parfaitement le brancard grâce aux élastiques aux extrémités et garantit une adaptabilité totale. • Ne se déforme pas aux changements de positions du brancard.		
Conditionnement / emballages			
Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l’UCD	QML Quantité mini de livraison
K5002 (Blanc) K5003 (Bleu)	Sachet de 1 unité	1 carton = 100 sachets de 1 unité	1 carton de 100 unités
Principaux composants et matériaux	Polypropylène		
Présence de latex	Non		
Présence de produits d’origine animale ou biologique	Non		
Domaine et indication	Protège-brancard et oreiller à usage unique. Offre au patient une protection et une sécurité hygiénique contre les bactéries et empêche les infections croisées entre les patients. Pratique à mettre et à enlever. Idéal pour être changé entre deux patients.		

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abîmé.
Durée de validité du produit	5 ans

CONSEIL D'UTILISATION

Performance	Enfiler la housse, l'ajuster pour la maintenir en position
Contre-indication	Les personnes allergiques à l'une des composantes du produit
Péréemption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.