

KIT LITERIE NON TISSE - BLANC/BLEU


REFERENCE N° K5004 / 5009

**RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
 CONCERNANT L'ENTREPRISE**

Nom	YOUNA International Medical Solutions
Adresse complète	Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE
Téléphone	+41 22 252 41 20
Site Internet	www.youna-ims.

INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU ÉQUIPEMENT

Dénomination commune	Kit literie Non Tissé Blanc/Bleu
Dénomination commerciale	Kit literie Non Tissé blanc/bleu (Housse + Taie d'oreiller + Drap)
Code nomenclature Cladimed	N/A
Code LPPR* (ex TIPS si applicable)	N/A
Classe du DM	Classe I
Directive de l'UE applicable	CE 2777
Selon Annexe n°	N/A
Numéro de l'organisme notifié	SATRA Technology Europe Ltd
Descriptif du dispositif	Le kit literie Non Tissé inclus : <ul style="list-style-type: none"> - Une housse de lit : 130 x 250cm - Une taie d'oreiller : 53.5 x 70cm - Un drap : 160 x 240cm
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Matériel : 100% Polypropylène • Couleur : Blanc/Bleu • Poids : 25gr/m2 (± 2gr m2) • Dimensions housse : Longueur 250 x Largeur 130 (± 2cm) • Dimensions Taie d'oreiller : Longueur 53.5 x Largeur 70 (± 2cm) • Dimensions Drap : Longueur 240 x Largeur 160 (+ 2cm) • Élastiques : Aux extrémités de la housse • Fabriqué en Spunbond, doux, lisse, bonne ténacité, respirant, antistatique et hypoallergénique. • La housse enveloppe parfaitement le lit grâce aux élastiques aux extrémités et garantit une adaptabilité totale. • Ne se déforme pas aux changements de positions du lit.

Conditionnement / emballages

Référence	UCD Unité de Commande	CDT Multiple de l'UCD	QML Quantité mini de livraison
K5004 (Blanc) K5009 (Bleu)	Sachet de 1 unité	1 carton = 25 sachets de 1 unité	1 carton de 25 unités

Principaux composants et matériaux	Polypropylène
Présence de latex	Non

Présence de produits d'origine animale ou biologique	Non
--	-----

Domaine et indication	Protège matelas, drap et taie d'oreiller à usage unique. Offre au patient une protection et une sécurité hygiénique contre les bactéries et empêche les infections croisées entre patients. Pratique à mettre et à enlever. Idéal pour être changé entre deux patients.
-----------------------	---

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions de conservation et de stockage	À conserver dans un environnement sec et à température ambiante
Précautions particulières	Usage Unique. Ne pas utiliser si le produit est abimé.
Durée de validité du produit	5 ans

CONSEIL D'UTILISATION

Performance	Enfiler la housse, l'ajuster pour la maintenir en position
Contre-indication	Les personnes allergiques à l'une des composantes du produit
Péremption	Il est recommandé de ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage

NOTICE

Our company philosophy is in continuous improvement and reserves the right to change the contents of the specifications contained herein without notice of change.